

2019-nCoV IgG/IgM szybki test kasetowy

Znak
CE-IVD

Pomocny w wykrywaniu przeciwciał IgM i IgG przeciwko nowemu wirusowi SARS-CoV-2.

Test 2019-nCoV IgG/IgM zapewnia dużą dokładność i jest wygodny w użyciu.
Próbka pełnej krwi jest pobierana z palca.

Wynik w ciągu 10 minut.




Ogólne informacje o przeciwciałach IgG i IgM przeciw infekcji wywołanej przez nowy koronawirus.

Badania na obecność przeciwciał mogą pomóc w diagnozowaniu pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19, którzy mają negatywne wyniki testu PCR, a także w rozpoznaniu bezobjawowego zakażenia¹.

Mediana wykrycia przeciwciał IgG / IgM we krwi pacjenta od wystąpienia objawów wynosi 13 dni¹.

W ciągu pierwszych 5–7 dni przeciwciała IgG są wykrywalne u 50% pacjentów¹.

W przypadku otrzymania negatywnego wyniku testu na obecność przeciwciał, który został wykonany wcześniej niż po 2 tygodniach od wystąpienia pierwszych objawów, zaleca się powtórzenie testu w celu uzyskania wiarygodnego wyniku².



Literatura

1. Quan-Xin Long et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nature Medicine April 2020, <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1>.
2. Serologi för covid-19 En sammanfattning av kunskapsläget avseende antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 April 2020. Folkhälsomyndigheten, Artikelnummer: 20061.

Produkt	Nr produktu	Nr kat.
Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette 25 testów	INCP-402	154601

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Aidian w RC
Aidian Oy, Finlandia / info@aidian.pl / +48 664 382 811